



dTTP 100mM solution

产品信息:

组成	规格
AP206-01	0.25ml (100mM each)

储运温度: -20℃ 保存

形态: 溶液

纯度:

HPLC 检测 (C18 柱): 大于 99.5%; 经检测确认, 用于 PCR 反应时扩增良好; 经检测确认, 不含有 RNase、DNase。

注意事项:

长期保存可放置-70℃, 经常使用可保存于-20℃。

注意: 尽量避免多次冻融, 切勿暴露在温度波动较大之处, 温度波动对产品的稳定性有较大影响。